

Harvard plaque-base**Mode d'emploi pour le technicien dentaire****Composition**

Plaques roses à base de gomme-laqué, 1,4 mm d'épaisseur.

Domaine d'application

Intermédiaire pour fabrication de prothèses.

Mise en œuvre

La plaque-base est ramollie à la flamme, ou au moyen d'une autre méthode, puis façonnée sur le modèle en plâtre.

Remarque

Ne pas utiliser une plaque-base insuffisamment ramollie.

Conditionnement

Référence	Dénomination	Contenu
7281005	Pack simple mâchoire supérieure	12 plaques mâchoire supérieure
7281006	Pack simple mâchoire inférieure	12 plaques mâchoire inférieure
7281007	Pack simple assortiment	8 plaques mâchoire supérieure / 4 plaques mâchoire inférieure
7281105	Pack laboratoire mâchoire supérieure	100 plaques mâchoire supérieure
7281106	Pack laboratoire mâchoire inférieure	100 plaques mâchoire inférieure
7281107	Pack laboratoire assortiment	65 plaques mâchoire supérieure / 35 plaques mâchoire inférieure

Température de stockage: 3 – 25 °C.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

**Harvard Dental International GmbH**
Margaretenstr. 2 – 4
15366 Hoppegarten
Allemagne / Alemania**Harvard placas de base****Instrucciones de uso para el técnico de laboratorio dental****Composición**

Placas rosadas a base de goma laca, 1,4 mm de espesor.

Campo de aplicación

Medio auxiliar para la fabricación de prótesis.

Procesamiento

La placa de base es ablandada cuidadosamente encima de una llama o mediante otro método, siendo luego modelada conforme al modelo de yeso.

Aviso

Sólo emplear placas de base suficientemente ablandadas.

Tamaños del envase

Referencia	Designación	Contenido
7281005	Envase normal maxilar superior	12 placas maxilar superior
7281006	Envase normal maxilar inferior	12 placas maxilar inferior
7281007	Envase normal surtido	8 placas maxilar superior / 4 placas maxilar inferior
7281105	Envase de laboratorio maxilar superior	100 placas maxilar superior
7281106	Envase de laboratorio maxilar inferior	100 placas maxilar inferior
7281107	Envase de laboratorio surtido	65 placas maxilar superior / 35 placas maxilar inferior

Temperatura de almacenamiento: 3 – 25 °C.

No utilice después de la fecha de expiración.

Tel +49 (0) 30/99 28 978-0
Fax +49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de
www.harvard-dental-international.deV02 01/2011
10128